

キャンペーンには下記品番でご注文下さい

※下記品番以外のご注文はキャンペーンの対象となりません。

ローケータープラス キャンペーン対象商品専用品番

品名	キャンペーン期間セット内容	キャンペーン専用品番	価格
1.0～2.0ml バイアル 保存用	ローケーターJrプラス 標準蓋付きセットA [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×4本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×10個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CY50925-70-CP	640,000円
	ローケーター4プラス 標準蓋付きセットA [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×4本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×10個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CY50935-70-CP	740,000円
	ローケーター6プラス 標準蓋付きセットA [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×6本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×10個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CY50985-70-CP	820,000円
	ローケーター8プラス 標準蓋付きセットA [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×8本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(5×5列)×10個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CY50945-70-CP	690,000円
5.0ml バイアル 保存用	ローケーターJrプラス 標準蓋付きセットB [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×4本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×5個、クライオバイアル(5.0ml)×250本	CS509X20S-70B-CP	640,000円
	ローケーター4プラス 標準蓋付きセットB [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×4本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×5個、クライオバイアル(5.0ml)×250本	CS509X21S-70B-CP	740,000円
	ローケーター6プラス 標準蓋付きセットB [本体セット] 容器×1、標準蓋×1、ラック×6本 [特典] 4輪輸送台車×1台、クライオボックス(9×9列)×5個、クライオバイアル(5.0ml)×250本	CS509X22S-70B-CP	820,000円

※蓋に使用する鍵は含まれません。キャンペーン特典は分納となる場合がございます。

バイオケーン キャンペーン対象商品専用品番

品名	キャンペーン期間セット内容	キャンペーン専用品番	価格
バイオケーン20	[本体セット] 容器×1、蓋×1、キャニスター×6本 [特典] クライオクロー×1個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CK509X2-CP	249,000円
バイオケーン34	[本体セット] 容器×1、蓋×1、キャニスター×6本 [特典] クライオクロー×1個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CK509X3-CP	369,000円
バイオケーン47	[本体セット] 容器×1、蓋×1、キャニスター×6本 [特典] クライオクロー×1個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CK509X4-CP	405,000円
バイオケーン73	[本体セット] 容器×1、蓋×1、キャニスター×8本 [特典] クライオクロー×1個、クライオバイアル(1.2ml)×500本	CK509X6-CP	618,000円

※クライオケーン・クライオスリーブ・蓋に使用する鍵は含まれません。クライオクローはバイオケーン20には使用できません。(他の凍結保存容器等にご利用ください)
キャンペーン特典は分納となる場合がございます。

関連商品

※キャンペーン非対象商品

液体窒素貯蔵容器

研究室内で安全な液体窒素の貯蔵が可能です。



凍結試料輸送容器

液体窒素で凍結させたまま試料を輸送可能です。



他にもCO₂インキュベーターや嫌気性チャンバー「バクトロン」などの研究用機器、PFA製品といった研究用品を取り扱っています。

キャンペーンの内容変更および中止、仕様・デザイン・価格変更・生産中止など、予告なく実施される場合がございます。商品とキャンペーン特典は分納される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の性能数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合がありますため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格は税抜です。

INOX 東栄株式会社
http://www.labinox.co.jp

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)
TEL:03(5623)5681 FAX:03(5623)5683
大阪営業所 〒571-0030 大阪府門真市末広町32-5(タカヒロビル)
TEL:06(6908)4880 FAX:06(6906)1285
名古屋営業所 〒451-0053 名古屋市中区枇杷島5-21-27(西WELL'S-21)
TEL:052(524)3881 FAX:052(524)3886

お問い合わせは下記へ

CRYOGENIC CONTAINERS CAMPAIGN

ローケータープラス
1台ご注文につき



導入時の必需品。
研究室内を簡単に
移動できます。



※セットAご注文の場合

凍結保存システム
ローケータープラス



もれなく
もらえる
特典満載

販売開始からの長年のご愛顧に感謝をこめて

液体窒素凍結保存容器

「爆売り」キャンペーン
2015年10月15日スタート!

凍結保存容器
バイオケーン

バイオケーン
1台ご注文につき



容器内に落とした
バイアルを拾うこ
とができます。



年度末まで実施中!!

2016年
3月31日
ご注文分まで

INOX 東栄株式会社

凍結保存容器
「爆売り」キャンペーン


凍結保存容器
「爆売り」キャンペーン

【凍結保存システム】
ローケータープラス

真空断熱構造で超低温を確実に維持、
世界的に実績がある液体窒素凍結保存容器


大容量の保管、試料の効率的な管理とスピーディな取り出しが可能

- 耐久性に優れた真空断熱アルミニウム構造で長期間安心してご利用いただけます。
- クライオボックス・バイアルの使用でコンパクトで大容量の収納が可能です。
- 試料の保管場所を特定できるためスピーディな取り出しが可能です。
- 他試料の侵入を防ぐために蓋に鍵をかけることができます。
- 蒸発防止に優れた細口設計です。



ローケータープラスの優れた断熱特性は、容器内の液体窒素の高さが5cmになっても容器内温度を-180℃に保持します。温度は液体窒素の量や設置スペースなどにより異なります。


試料を温度変化から保護



- ① 液体窒素の蒸発を抑える細口設計
 - ② 強力な保冷力を作り出す真空断熱構造
 - ③ 耐久性に優れたアルミニウム製本体
- 長期間にわたって
安定的な保冷能力を発揮します

ラックとグリッド番号が印刷されたボックスの組合せにより、どのラックの何段目のボックスの何番にどの試料を保管しているか管理できます。取り出しがスムーズになり、試料へのダメージと液体窒素消費量の抑制が可能です。

機種別ラック形状とバイアル容量別ボックス収納数



バイアル容量別クライオボックス形状



ローケータープラス仕様

品名	Jrプラス	4プラス	6プラス	8プラス
高さ (cm)	73.3	100.3	100.3	100.3
外径 (cm)	55.8	55.8	66.0	55.8
口径 (cm)	21.5	21.5	21.5	15.2
液体窒素容量 (L)	61.0	121.0	175.0	121.0
液体窒素消費量 (L/日)	0.85	0.99	0.99	0.60
保持日数 (日)	74	122	176	201
空重量 (kg)	34.4	51.7	56.7	51.7
液体窒素満杯時重量 (kg)	75.3	141.0	190.0	141.0
1.0・1.5mlバイアル収納数 (a×b×c)	2000	4000	6000	-
[a] ラック数	4	4	6	-
[b] 1ラックあたりボックス収納数	5	10	10	-
[c] 1ボックスあたりバイアル収納数	100	100	100	-
1.2・2.0mlバイアル収納数 (d×e×f)	1620	3240	4860	2000
[d] ラック数	4	4	6	8
[e] 1ラックあたりボックス収納数	5	10	10	10
[f] 1ボックスあたりバイアル収納数	81	81	81	25
5.0mlバイアル収納数 (g×h×i)	648	1620	2430	-
[g] ラック数	4	4	6	-
[h] 1ラックあたりボックス収納数	2	5	5	-
[i] 1ボックスあたりバイアル収納数	81	81	81	-
品番/価格	当カタログ裏面をご覧ください			
適合4輪輸送台車品番	AY509X1	AY509X1	AY509X1-70	AY509X1
適合4輪輸送台車価格*	62,000円	62,000円	62,000円	62,000円

※上記の収納数はリキッドフェーズ(液相)でのクライオバイアルとクライオボックスの最大収納数です。
※クライオボックス内への液体窒素の流入を避けたい場合はベーパーフェーズ(気相)で保存してください。
* ローケータープラスには4輪輸送台車はキャンペーン特典として付属します。

【凍結保存容器】
バイオケーン

シンプルな構造で試料保存が容易、
コストを抑えた液体窒素凍結保存容器

最小20L～最大73Lまで4機種

- バイアルを装着したクライオケーンをキャニスター(缶)に収納し保管します。
- 真空断熱方式、優れた温度安定性で長期間試料を保管します。
- 耐久性のある構造で長期間使用できます。
- 試料保護用の鍵穴が付いており接触者を限定できます。
- 研究室スペース・収納数に合わせて4種のサイズから選択できます。



バイオケーン仕様

品名	バイオケーン20	バイオケーン34	バイオケーン47	バイオケーン73
高さ (cm)	65.3	67.6	67.3	69.3
外径 (cm)	36.8	46.2	50.8	55.9
口径 (cm)	5.1	8.8	12.7	15.2
液体窒素容量 (L)	20.5	34.8	47.4	73.0
液体窒素消費量 (L/日)	0.10	0.18	0.40	0.60
保持日数 (日)	227	193	121	121
空重量 (kg)	11.8	15.4	17.7	23.6
液体窒素満杯時重量 (kg)	28.2	43.5	54.5	87.3
キャニスター高さ (cm)	27.9	27.9	27.9	27.9
キャニスター高さ (棒含む, cm)	55.0	55.0	55.0	59.0
キャニスター径 (cm)	3.8	7.1	10.2	12.7
バイアル収納数例 (a×b×c, バイアル5本収納用ケーン使用時)	150	600	1260	2400
[a] キャニスター数	6	6	6	8
[b] 1キャニスターあたりケーン収納数	5	20	42	60
[c] 1ケーンあたりバイアル収納数	5	5	5	5
品番/価格	当カタログ裏面をご覧ください			
適合4輪輸送台車品番	AY509X9	AY509X9	AY509X9	AY509X1
適合4輪輸送台車価格	66,000円	66,000円	66,000円	62,000円

※左記の収納数はリキッドフェーズ(液相)でクライオスリーブを装着しない状態でのクライオバイアルとクライオケーンの最大収納数です。
※バイアル容量によってクライオケーンに収納できる数量は異なります。(バイアル5本収納用クライオケーンには5.0mlバイアルは収納できません。バイアル6本収納用クライオケーンをご使用ください。)
※バイオケーン20にはクライオクロウは使用できません。他の凍結保存容器等にご利用ください。

ケーンとキャニスターでシンプルに保存

